


# WORLD OF TRADING

MAKING BETTER HEALTHCARE POSSIBLE

## PRODUKTDATABLAD

### ENGANGS KIRURGISK MASKE TYPE IIR, MUNDBIND, 3-LAGS, ØREELASTIKKER, BLÅ



**Varenummer:** KN001

**Varegruppe:** Ansigtmaske

**Forpakninger:** 50 stk. = æske | 40 æsker = 1 kolli

### VAREDEKLARATION:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Produktbeskrivelse:</b>       | Usteril ansigtmaske med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god pasform. Anvendes som beskyttelse af omgivelser mod smitte, samt bruger imod stænk og sprøjt. Meget lav respirationsmodstand. Høj bakteriefiltrering. |
| <b>Materiale:</b>                | PP, PE, Spandex   |
| <b>Længde:</b>                   | 17,5 cm   |
| <b>Bredde:</b>                   | 9,5 cm  |
| <b>Farve:</b>                    | Blå   |
| <b>Antal lag:</b>                | 3-lags - 25+25+25 gsm   |
| <b>CE-Klasse:</b>                | Medicinsk udstyr Klasse I   |
| <b>Direktiver:</b>               | MDR (EU) 2017/745   |
| <b>Produkt- og teststandard:</b> | EN14683:2019+AC:2019 Type IIR   |
| <b>Anvendelse:</b>               | Til sundhedsfagligt personale på operationsstuer, samt øvrige steder for beskyttelse mod krydskontaminering og mod sprøjt og stænk.   |
| <b>Standard:</b>                 | EN ISO 13485 certificeret   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Filtrering:</b>      | Min. 98%  |
| <b>Bortskaffelse:</b>   | Med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering, kasseres affaldet som klinisk affald.  |
| <b>Opbevaring:</b>      | Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys  |
| <b>Holdbarhed:</b>      | 5 år fra produktionsdato  |
| <b>Brugsvejledning:</b> | Med rene hænder former næseklemmen, anbringer masken på ansigtet med det farvede lag yderst, således at både næse og mund er dækket. Masken foldes helt ud. Øreelastikker i begge sider, anbringes rundt om ørerne. Masken tilpasses ansigtet så det yder så stor beskyttelse som muligt. |

**CEMD**  

